



## make the switch


Das Tapered Internal Plus-Implantatsystem bietet alle Vorteile des erfolgreichen Tapered Internal-Systems von BioHorizons. Zusätzlich besitzt es einen mit Laser-Lok®-Technologie behandelten, abgeschrägten Hals für die Anlagerung des Weichgewebes und des Knochens. Das Platform-Switching-Design dient der Vermehrung des Weichgewebevolumens.

### Platform-Switching

Design zur Vermehrung des Weichgewebevolumens auf der Implantatschulter

### Laser-Lok®-Bereich

Unterstützt die Anlagerung von Weichgewebe und erhält den kristallinen Knochen



### Optimiertes Gewindedesign

Selbstschneidendes Buttress-Gewinde zur Erhöhung der Primärstabilität



### Einfache Restauration

Die konische Innensechskantverbindung ist für eine schnelle Identifikation und die richtige Übereinstimmung der Komponenten farbcodiert



# tapered internal plus



3.0mm Implantatkörper / 3.0 Prothetik-Plattform

<b>TLX3010</b>	10.5mm Länge
<b>TLX3012</b>	12mm Länge
<b>TLX3015</b>	15mm Länge



3.8mm Implantatkörper / 3.0 Prothetik-Plattform

<b>TLXP3809</b>	9mm Länge
<b>TLXP3810</b>	10.5mm Länge
<b>TLXP3812</b>	12mm Länge
<b>TLXP3815</b>	15mm Länge



4.6mm Implantatkörper / 3.5 Prothetik-Plattform

<b>TLXP4607</b>	7.5mm Länge
<b>TLXP4609</b>	9mm Länge
<b>TLXP4610</b>	10.5mm Länge
<b>TLXP4612</b>	12mm Länge
<b>TLXP4615</b>	15mm Länge



5.8mm Implantatkörper / 4.5 Prothetik-Plattform

<b>TLXP5807</b>	7.5mm Länge
<b>TLXP5809</b>	9mm Länge
<b>TLXP5810</b>	10.5mm Länge
<b>TLXP5812</b>	12mm Länge
<b>TLXP5815</b>	15mm Länge

## Das neue BioHorizons Chirurgie-Kit: - **jetzt erhältlich**

- für das Einsetzen von Tapered Internal Tissue Level, Tapered Internal Plus, Tapered Internal, Tapered 3.0 und Laser-Lok® 3.0
- 40 % kleiner und 40 % leichter als der Vorgänger
- einfaches Handling, einfache Sterilisation
- integrierte Halterung für Implantat-Phiolen zur komfortablen Implantataufnahme



Tapered Internal Plus **jetzt erhältlich**,  
bestellen Sie heute.

Kundendienst: 0761 55 63 28 -0  
Besuchen Sie uns online unter [www.biohorizons.com](http://www.biohorizons.com)

**BIOHORIZONS**<sup>®</sup>  
SCIENCE • INNOVATION • SERVICE

Wegen des geringen Durchmessers hat das Tapered Internal Plus 3.0 kein Plattform-Switching. Tapered Internal Plus Implantate werden inklusive einer flachen Abdeckschraube geliefert und bestehen aus Ti-6AL-4V. Einfaches Handling unter optimierter Sicht des Op-Gebietes sind dadurch gewährleistet.

Einige Produktbeschreibungen sind zur besseren Veranschaulichung verändert worden. Nicht alle gezeigten Produkte sind in jedem Land verfügbar.

© BioHorizons GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ML0107DE REV A APR 2014